

国家市场监督管理总局

保健食品产品技术要求

BJG20050923

康力士®辅助降血糖胶囊

HuaNaAnDiPaiTangYiJiaoNang

【配方】 西洋参、苦瓜、枸杞子、葛根、吡啶甲酸铬

【生产工艺】 1、按配方比例称取检验合格的吡啶甲酸铬，备用； 2、将西洋参、苦瓜、枸杞、葛根原料经选材、按配方比例称取后，水洗、沥干。 3、将预处理好的西洋参、苦瓜、枸杞、葛根加入水中煮提2次，第一次加10倍量水，煎煮2小时；第二次加8倍量水，煎煮1.5小时，合并两次煮提液并过滤，滤液减压浓缩至相对密度1.1-1.2时（60℃），喷雾干燥（进口温度为140℃，出口温度为80℃），即制得1号细粉，备用； 4、用套研法将吡啶甲酸铬与1号细粉混合，备用； 5、填充胶囊用胶囊填充机填充0#胶囊，使用前应按GB13731-1992药用明胶硬胶囊的规定及微生物进行检验，填充期间应注意监测每粒产品的装量差异，控制在差异范围内。将填充好的胶囊进行抛光，筛选。 6、按产品规格（450mg/粒）进行内外包装。 7、采用60Co射线照射进行消毒，辐射剂量为4000格瑞，时间4小时，辐射时要求辐射剂量准确，照射均匀。 8、检验合格后，成品入库。 消毒工艺成品辐照杀菌：60Co辐照杀菌（照射剂量为4Kgy，时间为4小时）生产区洁净度为10万级。

【保健功能】 辅助降血糖

【适宜人群】 血糖偏高者

【不适宜人群】 少年儿童

【食用方法及食用量】 每日3次，每次1粒

【规格】 450mg/粒

【贮藏】 密封、置阴凉干燥通风处

【保质期】 24个月

确认打印

显示Office编辑区

返回上一页修改